

六、科室需求

1. 健联智能血透管理系统（电脑版）—统计—透析类统计—通路管理中导出设置中添加《导管停用日期》和《导管当月带管总日数》。

2. 每次系统升级要保留原来的身份证照片。

3. 定期抽血提醒。

4. 签到时间准确到秒。

5. 查既往数据不准确。

6. 在透析前评估界面添加内瘘穿刺图谱，上次内瘘穿刺点记录，及透析上机界面填写内瘘穿刺点，穿刺方法，穿刺方向（顺穿，反穿）穿刺针类型（锐针穿刺、钝针穿刺、套管针穿刺），本次穿刺结果（顺利/失败（备注原因））。

7. 评估信息-血管通路评估-添加血管通路评估信息，超声检查评估表。

8. 病例质控签名-当日的透析患者的上机护士质控上一次的透析记录，不能自动质控，需要设置手动质控界面并签名。

9. 透前评估-出血其他添加备注（）；透后评估并发症：新增肌肉痉挛。

10. 在病人一览表添加自定义备注。

1/16